

女性の手にはジャストフィット。
軽量・高精度で長時間もらくらく。

Fine Pipet Gene

ピペットジーン



- メモリロック機構付きで使用中の容量ずれがありません。
- ワンタッチで手を触れずにチップの取り外しが可能です。

7種類で0.1～5000 μ lをカバー。ほとんどのチップに対応するユニバーサルタイプです。



持ちやすさを追求したデザインです。
握ったとき、親指がプッシュボタンにらくに届きます。



■ 吸い込み防止フィルター

容量の大きなFPN-1000、FPN-5000には、本体への吸い込みを防止するフィルターがノズル先端に付いています。

■ 酸に強いセラミック製ブランジャー

ブランジャーには、サビや腐食に強い素材を採用しています。(FPN-2～100はSUS316製／FPN-200以上はセラミック製)。



商品コード	型式	容量範囲 (μ l)	測定容量 (μ l)	精度 (%)	再現性 (%)	適合チップ	価格 (¥)
000-12-20-01	FPN- 2	0.1～2	0.2 μ l以下の精度・再現性はサンプリング技術によって大きく影響されます。			FT-UT	19,500
			2	$\pm$ 3.0	<1.0		
-02	FPN- 10	0.5～10	0.5	$\pm$ 5.0	<3.0	FT-SS	19,500
			10	$\pm$ 1.0	<0.5		
-03	FPN- 20	2～20	2	$\pm$ 5.0	<3.0	FT-SE/SG	19,500
			20	$\pm$ 1.0	<0.4		
-04	FPN- 100	10～100	10	$\pm$ 2.0	<1.0	FT-SE/SG	19,500
			100	$\pm$ 0.8	<0.3		
-05	FPN- 200	20～200	20	$\pm$ 1.0	<0.5	FT-SE/SG	19,500
			200	$\pm$ 0.8	<0.2		
-06	FPN-1000	100～1000	100	$\pm$ 1.0	<0.5	FT-L	19,500
			1000	$\pm$ 0.7	<0.2		
-07	FPN-5000	1000～5000	1000	$\pm$ 1.0	<0.3	FT-X	19,500
			5000	$\pm$ 0.6	<0.2		

オートクレーブ不可

Fine ディスポーザブルチップ PP製

- Fine PipetGeneとの組合せにより、高精度のサンプリングが可能です。
- FT-Lは特殊設計されており、1000 μ lを吸った際のピペット内噴射をおさえます。
- すべてのチップは高品質のPPでオートクレーブが可能です。



商品コード	型式	容量範囲 (μ l)	適合機種	色	入数 (本)	価格 (¥)
000-12-26-21	FT-UT	0.1～10	PipetGene・ギルソン・ニチベット	白	1000	8,500
-22	FT-SS	0.5～10	PipetGene・エッペンデルフ・ニチベット			9,500
-23	FT-SE	2～200	PipetGene・エッペンデルフ・ニチベット			2,000
-24	FT-SG		PipetGene・ギルソン・ニチベット			2,000
-25	FT-L	100～1000	PipetGene・ギルソン・エッペンデルフ・ニチベット	青	200	2,500
-26	FT-X	1000～5000	PipetGene・ニチベット	緑		6,600

※ 価格には消費税は含まれておりません。

PipetGeneは商標登録出願2001-40418

価格と仕様は予告なく変更されることがあります。荷造費・運賃は別途申し受けます。

●取扱店



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・仙台・つくば

☎0120-393913

http://www.tgk.co.jp